

жизненную силу и улучшает самочувствие. Stimulation-Gel способствует улучшению кровообращения в области женских половых органов. Stimulation-Gel является возбуждающим препаратом, который вызывает желание близости и усиливает чувство удовольствия от секса.

(PL) Rodzaj preparatu: Kosmetyka

Forma dawki i wielkość opakowania: 25 ml żelu w probówce
Zastosowanie: Żel stymulujący CLITORISEX jest stosowany zewnętrznie. Należy żel stymulujący wielkości grochu na łechtaczkę. Dozowanie w zależności od potrzeb. Łatwo zmyć ciepłą wodą.

Podpowiedzi: Żel stymulujący CLITORISEX można stosować w połączeniu z prezerwatywami i smarem. Przyjazny dla lateksu.

Uwaga: Żel stymulujący CLITORISEX nie jest dla Ciebie środkiem antykoncepcyjnym i nie zawiera środków plemników. Żel stymulujący CLITORISEX dla Ciebie podlega najwyższemu standardowi jakości i jest testowany dermatologicznie. W przypadku nietolerancji któregokolwiek ze składników lub reakcji alergicznej radzimy natychmiast przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci! Chronić przed silnym ciepłem!
Okres przydatności do spożycia: 36 miesięcy, jeśli nie jest otwarty. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

(LV) Preparāta veids: Kosmētika

Devas forma un iepakojuma izmērs: 25 ml želeja caurulē
Pielietojums: CLITORISEX Stimulācijas gēls tiek uzklāts ārēji. Uz klitora uzspiež zirņa lielumu. Deva pēc vajadzības. Viegli izskalot ar siltu ūdeni.

Padomi: Jūs varat izmantot CLITORISEX Stimulation Gel kombinācijā ar prezerwatīviem un smērvielām. Latex draudzīgs.
Piezīme: CLITORISEX stimulēšanas želeja nav kontracepcijas līdzeklis, un tajā nav spermicīdu. CLITORISEX Stimulation Gel ir paklausts visaugstākajiem kvalitātes standartiem un ir dermatoloģiski pārbaudīts. Ja kāda no sastāvdaļām ir nepanesama vai ir alerģiska reakcija, mēs iesakām nekavējoties pārtraukt lietošanu un konsultēties ar ārstu. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā! Aizsargāt no spēcīga karstuma!
Uzglabāšanas laiks: 36 mēneši, ja tas nav atvērts. Uzglabāt vēsā un sausā vietā, prom no tiešiem saules stariem.

(HU) A készítmény típusa: Kozmetikai

Adagolási forma és a csomag mérete: 25 ml gél csőben
Alkalmazás: CLITORISEX Stimuláló gél kerül alkalmazásra. Vigyen fel egy mennyiségű stimuláló gél-t a borsó méretére a csiklóra. Adagolás szükség szerint. Könnyű öblítés meleg vízzel.
Tipp: Használhatja a CLITORISEX Stimulation Gel-t óvszerekkel és kenőanyagokkal kombinálva. Latex-barát.
Megjegyzés: A CLITORISEX Stimulation Gel önmagában nem fogamzásgátló, és nem tartalmaz spermicideket. A CLITORISEX Stimulation Gel az Ön számára a legmagasabb minőségű előírások hatálya alá tartozik, és bőrgyógyászatiilag tesztelt. Az egyik összetevőre vagy allergiás reakcióra való intolerancia esetén javasoljuk, hogy azonnal szüntesse meg a felhasználást, és forduljon orvoshoz. Gyermekektől elzárva tartandó! Védje erős hőtől!
Felhasználhatósági időtartam: 36 hónap. Hűvös és száraz helyen, közvetlen napfénytől távol tartandó.

Weitere CLITORISEX Produkte



(TR) Hazırlık tipi: Kozmetik

Dozaj formu ve ambalaj boyutu: Tüpte 25 ml jel
Uygulama: CLITORISEX Stimülasyon Jeli dışarıdan uygulanır. Klitorise bezelye büyüklüğünde bir miktar stimülasyon jeli uygulayın. Gerektiğinde doza. Sıcak suyla durulama kolaydır.
İpuçları: CLITORISEX Stimülasyon Jeli'ni prezervatif ve yağlayıcıyla birlikte kullanabilirsiniz. Lateks dostu.
Not: CLITORISEX Stimülasyon Jeli sizin için kontraseptif değildir ve spermisit içermez. CLITORISEX Stimülasyon Jeli sizin için en yüksek kalite standartlarına tabidir ve dermatolojik olarak test edilmiştir. Bileşenlerden birine karşı toleranssızlık veya alerjik reaksiyon durumunda, derhal kullanımdan vazgeçmenizi ve bir doktora danışmanızı öneririz. Çocukların erişmeyeceği yerlerde saklayın! Güçlü ısıdan koruyun.
Raf ömrü: Açılmamışsa 36 ay. Doğrudan güneş ışığından uzakta, serin ve kuru bir yerde saklayın.

(SL) Vrsta pripravka: Kozmetika

Oblika in velikost pakiranja: 25 ml gela v epruveti
Uporaba: Gel za stimulacijo CLITORISEX se uporablja zunaj. Na klitoris nanesite količino stimulacijskega gela velikosti graha. Odmerek po potrebi. Enostavno spiranje s toplo vodo.
Nasveti: Uporabite CLITORISEX stimulacijski gel v kombinaciji s kondomi in mazivom. Latex-prijazen.
Opomba: CLITORISEX stimulacijski gel ni kontracepcijsko sredstvo za vas in ne vsebuje spermicidov. CLITORISEX stimulacijski gel za vas je potrjen najvišjim standardom kakovosti in je dermatološko testiran. V primeru nestrpnosti ene od sestavin ali alergijske reakcije priporočamo, da takoj prenehate z uporabo in se posvetujete z zdravnikom. Hranite izven dosega otrok! Zaščitite pred močno vročino!
Rok uporabnosti: 36 mesecev, če ni zaprt. Hranite na hladnem in suhem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe.

(SV) Beredningstyp: Kosmetisk

Doseringsform och förpackningsstorlek: 25 ml gel i rör
Applicering: CLITORISEX Stimuleringsgel appliceras externt. Applicera en mängd stimuleringsgel på storleken av en ärt på klitoris. Dosering efter behov. Lätt att skölja med varmt vatten.
Tips: Du kan använda CLITORISEX Stimuleringsgel i kombination med kondomer och smörjmedel. Latexvänliga.
Obs! CLITORISEX Stimuleringsgel är inte ett preventivmedel för dig och innehåller inga spermicider. CLITORISEX Stimuleringsgel för dig är föremål för högsta kvalitet och är dermatologiskt testad. Vid intolerans mot någon av ingredienserna eller en allergisk reaktion rekommenderar vi att du slutar använda användningen omedelbart och kontakta en läkare. Förvaras oätkomligt för barn! Skydda mot stark värme!
Hållbarhet: 36 månader om öppnad. Förvara på en sval och torr plats, bort från direkt solljus.

Weitere PENISEX Produkte



Made with Love
in Germany

JoyDivision
...my Lovestyle!

CLITORISEX

Stimulations-Gel für Sie

Lass dich verführen – mit den hochwertigen, intimen Qualitätsprodukten für SIE „MADE IN GERMANY“ von CLITORISEX!

Das pflegende Gel für die Anwendung im Intimbereich – seit über 45 Jahren steht CLITORISEX für stets höchste Qualität und eine überzeugende Leistung, die immer wieder an neueste Erkenntnisse angepasst wird. Pflanzliche Inhaltsstoffe machen das Produkt sinnlich duftend und wertvoll. Genieße ein Mehr an Lust bei samtigem Gleitgefühl.

Art des Präparates:

Kosmetikum

Darreichungsform und Packungsgröße:

25 ml Gel in Tube

Anwendung:

CLITORISEX Stimulations-Gel wird äußerlich angewendet. Eine etwa erbsengroße Menge Stimulations-Gel auf die Klitoris (Kitzler) auftragen. Je nach Bedarf nachdosieren. Lässt sich leicht mit warmen Wasser abwaschen.

Hinweise:

Du kannst CLITORISEX Stimulations-Gel für SIE in Kombination mit Kondomen und Gleitgel anwenden. Latex-freundlich. **Achtung:** CLITORISEX Stimulations-Gel für SIE ist kein Verhütungsmittel und enthält keine Spermizide. CLITORISEX Stimulations-Gel für SIE unterliegt höchsten Qualitätsstandards und ist dermatologisch getestet. Sollte trotzdem eine Unverträglichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe bestehen oder eine allergischen Reaktion auftreten, raten wir die Verwendung sofort einzustellen und einen Arzt aufzusuchen. **Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Vor starker Hitze schützen!**

Ingredients:

Vegetable Glycerin, Aqua, Alcohol Denat., Hydroxyethylcellulose, Parfum, Potassium Sorbate, Caffeine, Lactic Acid, Menthol, Dioscorea Villosa Root Extract, Panax Ginseng Root Extract, Angelica Archangelica Root Extract, Arnica Montana Flower Extract.

Haltbarkeit:

Ungeöffnet 36 Monate haltbar. Kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

JoyDivision international GmbH
Eckenerstrasse 3 · 30179 Hannover
GERMANY



Weitere Informationen zur CLITORISEX-Produkt-Familie findest du im Internet unter:

www.CLITORISEX.de

CLITORISEX

stimulating gel for her

Allow yourself to be seduced – with the high-quality intimate products for her, „MADE IN GERMANY“ by CLITORISEX!

The nurturing gel for application in the intimate area – for more than 45 years, CLITORISEX has been synonymous with the highest quality standards and a convincing performance that is constantly being adjusted to the latest insights. Plant-based ingredients give this product a high value and a sensual aroma. Enjoy increased lust with this silky lubricant.

Product Type:
Cosmetic

Presentation and package size:
25 ml of gel in tube

Application:
CLITORISEX stimulation gel is applied topically. Apply pea-sized amount of the gel to the clitoris (clit). Reapply as desired. Easily washes away with warm water.

General Information:
CLITORISEX stimulation gel for HER may be applied in combination with condoms and/or lubricants. Does not harm latex. Warnings: CLITORISEX stimulation gel for HER is not a contraceptive and does not contain a spermicide. CLITORISEX stimulation gel for HER is subject to the highest quality standards and is dermatologically tested. Should irritation or discomfort occur, discontinue use immediately and consult a physician. **Keep out of childrens's reach! Keep away from strong heat!**

Ingredients:
Vegetable Glycerin, Water (Aqua), Alcohol denat., Hydroxyethylcellulose, Parfum, Potassium Sorbate, Caffeine, Lactic Acid, Menthol, Dioscorea Villosa Root Extract, Panax Ginseng Root Extract, Angelica archangelica Root Extract, Arnica Montana Flower Extract.

Durability:
36 months shelf life unopened. Store best at room temperature 15 to 30°C (59 to 86°F)

More information on CLITORISEX product family can be found online at:

www.CLITORISEX.de



(ES) Tipo de preparación: Cosmética
Forma farmacéutica y tamaño del envase: 25 ml de gel en tubo
Aplicación: El gel de estimulación CLITORISEX se aplica externamente. Aplique una cantidad de gel de estimulación del tamaño de un guisante al clitoris. Dosisificación según sea necesario. Fácil de enjuagar con agua tibia.
Consejos: Puede utilizar el Gel Estimulante CLITORISEX en combinación con condones y lubricante. Resistente al látex.
Nota: El gel de estimulación CLITORISEX no es un anticonceptivo para ti y no contiene espermicidas. CLITORISEX Stimulation Gel para usted está sujeto a los más altos estándares de calidad y ha sido probado dermatológicamente. En caso de intolerancia a uno de los ingredientes o de una reacción alérgica, le recomendamos que interrumpa su uso inmediatamente y consulte a un médico. Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños! Protéjalo del calor fuerte!
Caducidad: 36 meses si no se abre. Almacene en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.

(NL) Soort bereiding: Cosmetisch
Doseringsvorm en verpakkingsgrootte: 25 ml gel in buisje
Toepassing: CLITORISEX Stimulatiegel wordt extern aangebracht. Breng een hoeveelheid stimulatiegel ter grootte van een erwt aan op de clitoris. Dosering naar behoefte. Gemakkelijk af te spoelen met warm water.
Tips: Je kunt CLITORISEX Stimulatie Gel gebruiken in combinatie met condooms en glijmiddel. Latex-vriendelijk.
Let op: CLITORISEX Stimulatiegel is geen voorbehoedsmiddel voor u en bevat geen spermicide. CLITORISEX-stimulatiegel voor u is onderworpen aan de hoogste kwaliteitsnormen en is dermatologisch getest. In geval van intolerantie voor een van de ingrediënten of een allergische reactie, raden wij u aan het gebruik onmiddellijk te staken en een arts te raadplegen. Buiten het bereik van kinderen houden! Beschermen tegen sterke hitte!
Houdbaarheid: 36 maanden indien ongeopend. Koel en droog bewaren, uit de buurt van direct zonlicht.

(IT) Tipo di preparazione: Cosmetico
Forma di dosaggio e dimensioni della confezione: 25 ml di gel in tubo
Applicazione: Il gel di stimolazione CLITORISEX viene applicato esternamente. Applicare sul clitoride una quantità di gel di stimolazione della grandezza di un pisello. Dosaggio secondo necessità. Facile da lavare con acqua calda.
Suggerimenti: È possibile utilizzare il gel di stimolazione CLITORISEX in combinazione con preservativi e lubrificante. Adatto al lattice.
Attenzione: il gel di stimolazione CLITORISEX non è un contraccettivo per voi e non contiene spermicidi. Il Gel Stimolante CLITORISEX per voi è soggetto ai più alti standard qualitativi ed è dermatologicamente testato. In caso di intolleranza a uno qualsiasi degli ingredienti o di reazione allergica, si consiglia di interrompere immediatamente l'uso e di consultare un medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini! Proteggere dal calore forte!
Durata di conservazione: 36 mesi se non aperti. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.

(DK) Forberedelsestype: Kosmetisk
Doseringsform og pakningsstørrelse: 25 ml gel i rør
Anvendelse: CLITORISEX Stimuleringsgel påføres eksternt. Påfør en mængde stimuleringsgel på størrelse med en ærte til klitoris. Dosering efter behov. Let at skylle med varmt vand.
Tips: Du kan bruge CLITORISEX Stimulation Gel i kombination med kondomer og smøremiddel. Latex-venlig.
Bemærk: CLITORISEX Stimuleringsgel er ikke et præventionsmiddel til dig og indeholder ikke sædceller. CLITORISEX Stimuleringsgel til dig er underlagt de højeste kvalitetsstandarder og er dermatologisk testet. I tilfælde af intolerance over for en af ingredienserne eller en allergisk reaktion anbefaler vi, at du straks afbryder brugen og konsulterer en læge. Opbevares utilgængeligt for børn! Beskyt mod stærk varme!
Holdbarhed: 36 måneder hvis uåbnet. Opbevares på et køligt og tørt sted, væk fra direkte sollys.

(FR) Type de préparation : Cosmétique
Forme posologique et taille de l'emballage : 25 ml de gel en tube
Application : Le gel stimulant CLITORISEX s'applique en application externe. Appliquer une quantité de gel de stimulation de la taille d'un petit pois sur le clitoris. Posologie au besoin. Facile à rincer à l'eau tiède.
Conseils : Vous pouvez utiliser CLITORISEX Stimulation Gel en combinaison avec des préservatifs et du lubrifiant. Convient au latex.
Remarque : Le gel de stimulation CLITORISEX n'est pas un contraceptif pour vous et ne contient aucun spermicide. CLITORISEX Stimulation Gel pour vous est soumis aux plus

hauts standards de qualité et est testé dermatologiquement. En cas d'intolérance à l'un des ingrédients ou de réaction allergique, nous vous recommandons d'arrêter immédiatement l'utilisation et de consulter un médecin. Tenir hors de portée des enfants ! Protéger d'une forte chaleur !
Durée de conservation : 36 mois si non ouvert. Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

(NO) Beregningstype: Kosmetisk
Doseringsform og pakningsstørrelse: 25 ml gel i rør
Søknad: CLITORISEX Stimuleringsgel påføres eksternt. Påfør en mengde stimuleringsgel på størrelse med en ert til klitoris. Dosering etter behov. Lett å skylle med varmt vann.
Tips: Du kan bruke CLITORISEX Stimuleringsgel i kombinasjon med kondomer og smøremidler. Latex-vennlig.
Merk: CLITORISEX Stimuleringsgel er ikke et prevensjonsmiddel og inneholder ikke spermicider. CLITORISEX Stimuleringsgel for deg er underlagt de høyeste kvalitetsstandardene og er dermatologisk testet. Ved intoleranse mot et av ingrediensene eller en allergisk reaksjon, anbefaler vi at du slutter å bruke straks og konsulter lege. Oppbevares utilgjengelig for barn! Beskytt mot sterk varme!
Holdbarhet: 36 måneder hvis uåpnet. Oppbevares på et kjølig og tørt sted, borte fra direkte sollys.

(PT) Tipo de preparação: Cosmética
Forma de dosagem e tamanho da embalagem: 25 ml de gel em tubo
Aplicação: CLITORISEX Gel de estimulação é aplicado externamente. Aplique uma quantidade de gel de estimulação do tamanho de uma ervilha no clitoris. Dosagem conforme necessário. Fácil de enxaguar com água morna.
Dicas: Você pode usar CLITORISEX Stimulation Gel em combinação com preservativos e lubrificantes. Amigo do látex.
Nota: CLITORISEX Stimulation Gel não é um contraceptivo para si e não contém quaisquer espermicidas. CLITORISEX Stimulation Gel para você está sujeito aos mais altos padrões de qualidade e é dermatologicamente testado. Em caso de intolerância a um dos ingredientes ou reação alérgica, recomendamos que interrompa imediatamente a utilização e consulte um médico. Manter fora do alcance das crianças! Proteja-se do calor forte!
Prazo de validade: 36 meses se não for aberto. Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar direta.

(CZ) Typ přípravku: Kosmetika
Forma dávkování a velikost balení: 25 ml gelu v zkumavce
Aplikace: CLITORISEX Stimulační gel se aplikuje externě. Do klitorisu naneste množství stimulačního gelu velikosti hrachu. Dávkování podle potřeby. Snadně opláchnuť teplou vodou.
Tipy: CLITORISEX Stimulační gel můžete použít v kombinaci s kondomy a lubrikanty. Latex-prátelský.
Poznámka: CLITORISEX Stimulation Gel není antikoncepční prostředek a neobsahuje žádné spermicidy. CLITORISEX Stimulační gel pro vás podléhá nejvyšším standardům kvality a je dermatologicky testován. V případě nesnášenlivosti jedné ze složek nebo alergické reakce doporučujeme, abyste léčbu okamžitě ukončili a poradte se s lékařem. Udržujte mimo dosah dětí! Chraňte před silným teplem!
Doba použitelnosti: 36 měsíců při neotevření. Skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah přímého slunečního světla.

(FI) Valmisteen tyyppi: Kosmeettinen
Annostusmuoto ja pakkausko: 25 ml geeliä putkessa
Käyttö: CLITORISEX Stimulaatiogeli levitetään ulkoisesti. Levitä herneen koko klitorikselle stimuloitiegeliä. Annostus tarpeen mukaan. Helppo huuhtella lämpimällä vedellä.
Vinkkejä: Voit käyttää CLITORISEX Stimulation Geliä yhdessä kondomien ja voiteluaineiden kanssa. Lateksi sopiva.
Huomautus: CLITORISEX Stimulation Gel ei ole ehkäisyvalmiste, eikä se sisällä spermicidejä. CLITORISEX Stimulation Gelliä on korkeintaan laatuvaatimukset ja se on testattu dermatologisesti. Jos jokin ainesosista on sietämätön tai allerginen reaktio, suosittelemme, että lopetat heti käytön ja otat yhteyttä lääkäriin. Pidä poissa lasten ulottuvilta! Suojaa voimakkaalta lämmöltä!
Kesto aika: 36 kuukautta, jos se avataan. Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa, suorassa auringonvalossa.

(RU) Препарат Stimulation-Gel применяется с внешней стороны. Если нет иных предписаний, Stimulation-Gel в количестве величины земляного ореха наносят на клитор и мягкими массирующими движениями втирают до полного впитывания крема. Stimulation-Gel – современный препарат витализирующего действия, специально разработанный для применения на клиторе. Ценные вещества оказывают оптимальное воздействие на клитор, повышают сексуальную потенцию, увеличивают